




Mammotome® Markers

HydroMARK™
Breast Biopsy Site Marker



HydroMARK™ unter Ultraschall

Die Sichtbarkeit von HydroMARK™ ermöglicht konstante Lokalisation unter Ultraschall.¹




Präoperative Lokalisation

Lokalisation unter Ultraschall ermöglicht einen schnelleren, komfortableren Eingriff für die Patientin.¹

Foto mit freundlicher Genehmigung von Ramya Pham, M.D., University Hospitals, Cleveland Medical Center


1. Blumencranz, P.W., Ellis, D. & Barlowe, K. Ann Surg Oncol 21, 3273–3277 (2014).
<https://doi.org/10.1245/s10434-014-3917-x>

Sehr gut sichtbar unter Ultraschall




Unmittelbar nach dem Einsetzen

- Hyperechoischer Artefakt



6 Monate nach dem Einsetzen und neoadjuvanter Chemotherapie¹


- Anechoischer Artefakt




+24 Stunden nach dem Einsetzen

- Anechoischer Artefakt


Sichtbarkeit bei allen Modalitäten



HydroMARK™ Hydrogel hydriert für Ultraschall-Sichtbarkeit bis zu 12 Monaten.²



Dauerhafte Sichtbarkeit unter Tomosynthese und Stereotaxie.²



Dauerhafte MRT-Sichtbarkeit bei eindeutiger Unterscheidbarkeit in einer T2-Sequenz für eine Dauer von bis zu 12 Monaten.³

2. Sakamoto, N., Fukuma, E., Tsunoda, Y. et al. Breast Cancer 25, 575–582 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8>


3. Shah AD, Mehta AK, Talati N, Brem R, Margolies LR. Clin Imaging. 2019 May-Jun;55:196-212. doi:

10.1016/j.clinimag.2019.05.014. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31204189.


Fotos zur Sichtbarkeit mit freundlicher Genehmigung von Dr. Robin Shermis, M.D., ProMedica Toledo Hospital

Drei unterschiedliche Formen

ZYLINDER (T1)



OFFENE SPIRALE (T3)



SCHMETTERLING (T4)



Material: Titan (nickelfrei)

Kompatibilität



Hochgeschwindigkeitsstanze bei Ultraschallverfahren

Stanzbiopsie - 15G & 18G

Vakuumgestützte Biopsienadel*

Mammotome

Mammotome Revolve™ Biopsy Device -8G & 10G

Hologic®

Eviva®/ Brevera® -9G & 10G
ATEC® -9G, 12G & MRI

BD (Bard®)

EnCor Enspire™, EnCor Ultra™ -7G, 10G & MRI

*Weitere Informationen hierzu enthält die Kompatibilitätsbroschüre zu den Mammotome Marken

Das Produkt ist unter Umständen in Ihrer Region nicht zugelassen oder verfügbar. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren lokalen Mammotome-Ansprechpartner.

© 2023 Devidor Medical Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Devidor, Mammotome, Mammotome Revolve und HydroMARK sind eingetragene Marken von Devidor Medical Products, Inc., in den USA und optional in anderen Ländern. Hologic, Eviva, Brevera und ATEC sind eingetragene Marken von Hologic, Inc. Bard, EnCor Enspire und EnCor Ultra sind Produktnamen, Markennamen und/oder eingetragene Marken von C.R.Bard, Inc., und dessen verbundenen Unternehmen, inklusive BD. Andere Logos, Produkt- und/oder Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

MDM#210313 Rev 7/23